# 中华人民共和国国家标准

# 牛奶中碘-131 的分析方法

GB/T 14674-93

Analytical method for 131 I in milk

#### 1 主題内容与适用范围

本标准规定了牛奶样品中碘-131 含量的分析方法。

本标准适用于牛奶样品中碘-131 含量的分析,也适用于羊奶等样品中碘-131 含量的分析。本方法  $\beta$  放射性的探测下限为  $7\times10^{-3}$ Bq/L 和测  $\gamma$  放射性的探测下限为  $1\times10^{-2}$  Bq/L。对环境中的裂变核素<sup>99</sup>M- <sup>99m</sup>Tc 和总裂片的去污系数分别为  $5\cdot2\times10^4$  和  $1\cdot3\times10^5$ 。

#### 2 方法提要

牛奶样品中碘-131 用强碱性阴离子交换树脂浓集。次氯酸钠解吸,四氯化碳萃取,亚硫酸氢钠还原。 水反萃,制成碘化银沉淀源。用低本底  $\beta$  测量装置或低本底  $\gamma$  谱仪测量。

#### 3 试剂和材料

所用试剂,除特别注明者外,均使用符合国家标准的分析纯试剂和蒸馏水或同等纯度的水。

## 3.1 碘载体溶液:

#### 3.1.1 配制

溶解 13.070 g 碘化钾于蒸馏水中,转入 1L 容量瓶内,加少许无水碳酸钠,稀释至刻度。碘的浓度为 10 mg/ml。

### 3.1.2 标定

在 6 个 100 ml 烧杯中,用移液管分别吸取 5 ml 碘载体溶液 (3.1.1),加 50 ml 蒸馏水,搅拌下滴加浓硝酸。溶液呈金黄色,加 10 ml 硝酸银溶液 (3.8)。加热至微沸,冷却后,用 G4 玻璃砂坩埚抽滤。依次用 5 ml 水和 5 ml 无水乙醇各洗三次。在烘箱内 110 ℃烘干、冷却后称重。计算碘的浓度。

- 3.2 碘-131 参考溶液:核纯;
- 3.3 次氯酸钠 (NaClO): 活性氯含量 5.2%以上;
- 3.4 四氯化碳 (CCl<sub>4</sub>): 99.5%;
- 3.5 盐酸羟胺溶液: c(NH₂OH·HCl)=3 mol/L;
- 3.6 硝酸 (HNO<sub>3</sub>):  $\rho$ =1.40 g/ml;
- 3.7 硝酸溶液 (HNO<sub>3</sub>): 1+1 (V/V);
- 3.8 硝酸银溶液 (AgNO<sub>3</sub>): 1% (m/m);
- 3.9 亚硫酸氢钠溶液 (NaHSO<sub>3</sub>): 5% (m/m);
- 3.10 氢氧化钠溶液 (NaOH); 5% (m/m);
- 3.11 盐酸溶液: c(HCl)=1 mol/L;
- 3.12 甲醛 (CH<sub>2</sub>O): 37%;
- 3.13 氢氧化钠溶液: c(NaOH)=1 mol/L;
- 3.14 离子交换树脂:

## 3.14.1 树脂型号

201×7Cl-型阴离子交换树脂 20~50 目;

251×8Cl-型阴离子交换树脂 20~50 目。

#### 3.14.2 树脂处理

将新树脂于蒸馏水中浸泡 2 h, 洗涤并除去漂浮在水面的树脂。用氢氧化钠溶液 (3.10) 浸泡 16 h, 弃氢氧化钠溶液。蒸馏水洗涤树脂至中性。再用盐酸溶液 (3.11) 浸泡 2 h 后, 弃盐酸溶液, 树脂转为 Cl<sup>-</sup>型。用蒸馏水洗至中性。

### 4 仪器和设备

- 4.1 低本底β测量装置:对铯-137平面源测量100 min,置信度为95%时,最小探测限为0.05 Bq;
- 4.2 低本底  $\gamma$  谱仪或  $\gamma$  测量装置: 对单一的铯-137 薄源测量 1 000 min, 置信度为 95%时,最小探测限为 0.1 Bq;
- 4.3 电动搅拌器;
- **4.4** 玻璃解吸柱:见附录 A (补充件)中图 A1;
- 4.5 分析天平: 感量 0.1 mg;
- 4.6 高频热合机;
- 4.7 玻璃可拆式漏斗:见附录 A(补充件)中图 A2;
- 4.8 不锈钢压源模具:见附录 A (补充件)中图 A3;
- 4.9 封源铜圈:见附录 A (补充件)中图 A4。

#### 5 取样

按国家关于《环境辐射监测中生物采样的基本规定(HB)》执行。

#### 6 分析步骤

#### 6.1 吸附

将牛奶样品搅拌均匀,每份试样 4 L,装入 5 L 烧杯中。加入 30 mg 碘载体溶液 (3.1),用电动搅拌器 (4.3) 搅拌 15 min。加入 30 ml 阴离子交换树脂 (3.14.2),搅拌 30 min,静置 5 min,将牛奶转移到另一个 5 L 烧杯中,再加入 30 ml 阴离子交换树脂 (3.14.2),重复以上步骤。将树脂合并于 150 ml 烧杯中,用蒸馏水漂洗树脂中残余牛奶。

## 6.2 硝酸处理

向装有树脂的烧杯中,加入硝酸溶液(3.7)40 ml,在沸水浴中沸煮1h(不时搅拌)。冷却至室温,把树脂转入玻璃解吸柱(4.4)内,弃酸液。加入50 ml 蒸馏水洗涤树脂,弃洗液。

## 6.3 解吸

向玻璃解吸柱 (4.4) 内加入 30 ml 次氯酸钠 (3.3), 用电动搅拌器 (4.3) 搅拌 30 min。将解吸液 收集到 500 ml 分液漏斗中, 重复上次解吸程序。再用 15 ml 次氯酸钠 (3.3) 和 15 ml 蒸馏水搅拌解吸 20 min。合并三次解吸液。用 40 ml 蒸馏水分两次洗涤,每次搅拌 3~5 min, 将洗液与解吸液合并。

## 6.4 萃取

向解吸液中加入四氯化碳 30 ml (3.4),加 8 ml 盐酸羟胺溶液 (3.5)。搅拌下加硝酸 (3.6)调水相酸度,调 pH 值为 1,振荡 2 min (注意放气),静置。把四氯化碳转入 250 ml 分液漏斗中,再重复萃取两次。每次用四氯化碳 (3.4) 15 ml,合并有机相,弃水相,将有机相转人另一个分液漏斗中。

#### 6.5 水洗

用等体积蒸馏水洗有机相。振荡 2 min, 静置分相。将有机相转人另一个分液漏斗中。

# 6.6 反萃

在有机相中加等体积蒸馏水,加8滴亚硫酸氢钠溶液(3.9)。振荡2 min(注意放气),紫色消退,静置分相,弃有机相。水相转人100 ml 烧杯中。

### 6.7 沉淀

将上述烧杯加热至微沸,除净剩余的四氯化碳。冷却后,在搅拌下滴加硝酸(3.6),当溶液呈金黄色时,立即加入7 ml 硝酸银溶液(3.8)。加热至微沸,冷却至室温。

## 6.8 制源

将碘化银沉淀转入垫有已恒重滤纸的玻璃可拆式漏斗中(4.7)抽滤。用蒸馏水和乙醇各洗三次。取下载有沉淀的滤纸,放上不锈钢压源模具(4.8),置烘箱中110℃烘干15 min。在干燥器中冷却后称重。 计算化学产额。

## 6.9 封源

将沉淀源夹在两层质量厚度为 3 mg/cm² 的塑料膜中间,放好封源铜圈 (4.9),将高频热合机 (4.6)的刀压在封源铜圈上 (4.9),加热 5 s,粘牢后取下样品源。剪齐外缘,待测。

- 6.10 测量和计算
- 6.10.1 β测量
- 6.10.1.1 绘制自吸收曲线

取 0.1 ml 适当活度的碘-131 参考溶液 (3.2) 滴在不锈钢盘内。加 1 滴碱溶液 (3.13),使其慢慢烘干,制成与样品测定条件一致的薄源。在低本底  $\beta$  测量装置上 (4.1) 测量,放射性活度为  $I_0$ 。

取 6 个 100 ml 的烧杯,分别加入 0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 ml 碘载体溶液(3.1.1)。各加入 0.1 ml 碘-131 参考溶液(3.2),按 6.7~6.9 操作制源。将薄源和制备的 6 个沉淀源,同时在低本底  $\beta$  测量装置上测定放射性活度。各源的放射性活度经化学产额校正为 I,以 I。为标准,求出不同厚度的碘化银沉淀源的自吸收系数 E。然后,以自吸收系数为纵坐标,以碘化银沉淀源质量厚度为横坐标,在方格坐标纸上绘制自吸收曲线。

#### 6.10.1.2 仪器探测效率

用已知准确活度的铯-137 参考溶液制备薄源用于测定 β 探测效率。

## 6.10.1.3 计算

用式(1)计算试样中碘-137放射性浓度。

$$A_{\beta} = \frac{n_{\rm c} - n_{\rm b}}{\eta_{\rm B} \cdot E \cdot Y \cdot V \cdot e^{-\lambda}} \tag{1}$$

式中: A<sub>β</sub>---- <sup>131</sup>I 放射性浓度, Bq/L;

n。——试样测得的计数率, 计数/s;

nb——试样空白本底计数率, 计数/s;

 $\eta_a$ —— $\beta$  探测效率;

 $E^{--131}$ I 的自吸收系数;

Y---化学产额:

V——所测试样的体积,L;

t——采样到测量的时间间隔;

λ----131 I 的衰变常数。

#### 6.10.2 7测量

用低本底 ? 谱仪 (4.2) 测量 0.364 MeV 全能峰的计数率。 牛奶中碘-131 放射性浓度按式 (2) 计算:

$$A_{\gamma} = \frac{n_{c} - n_{b}}{\eta_{\gamma} \cdot Y \cdot V \cdot K \cdot e^{-k}} \tag{2}$$

式中: Ay---131 放射性浓度, Bq/L;

- n<sub>c</sub>---0.364 MeV 全能峰的计数率, 计数/s;
- $n_b$ ——0.364 MeV 全能峰相应的本底计数率,计数/s;
- $\eta_r$  谱仪对 0.364 MeV 左右 ( $\phi$ 20 平面薄膜源) 全能峰的探测效率;
- K---0.364 MeV 全能峰的分之比。

## 6.11 空白试验

每当更换试剂时,必须进行空白试样试验,样品数不少于 6 个。取未污染的牛奶样 4 L 于 5 L 烧杯中,按分析步骤  $6.1\sim6.9$  操作。并计算空白试样的平均计数率和标准偏差。

#### 7 精密度

本精密度数据是在 1989 年  $4\sim10$  月,由三家实验室对 4 个水平的试样所做的实验确定的。每个实验室对 4 个水平各做 4 个平行测试样品。

精密度测试结果			Bq
水 平1)	I	I	I
平均值 加	6.14	52. 10	112. 44
重复性で	0.87	5. 91	5. 96
再现性 R	1.51	23. 90	35. 31

注:1)本底水平原始测试数据结果小于探测限,不再列表。

附录A

设备图

(补充件)




图 A1 玻璃解吸柱




图 A2 玻璃可拆式漏斗




图 A3 不锈钢压源模具




图 A4 封源铜圈

#### 附录B

#### 正确使用标准的说明

## (参考件)

- B1 牛奶鲜样应立即分析。如需放置时,要在牛奶中加 37%甲醛 (3.12) 防腐 (5 ml/L)。
- B2 若使用容易解吸的树脂,可以省去分析步骤中的 6.2。
- **B3** 本标准分析流程中用次氯酸钠溶液解吸。解吸与温度有关,适宜温度在 10~32 ℃。次氯酸钠在 35 ℃ 将分解失效。
- B4 本标准所采用次氯酸钠化学试剂必须在低温下保存。
- **B5** 按式 (B1) 决定样品测量的时间  $t_c$ 。

$$t_{c} = \frac{N_{c} + \sqrt{N_{c} \cdot N_{b}}}{N^{2} \cdot S^{2}} \tag{B1}$$

式中: tc---样品计数时间, min;

N。——样品源加本底的计数率, 计数/min;

 $N_b$ ——本底计数率, 计数/min;

N——样品源净计数率,计数/min;

S——预定的相对标准偏差。

- B6 碘化银源必须用塑料膜封源,膜的质量厚度为 3 mg/cm²。膜的本底在仪器涨落范围内。
- **B7** 如果没有高频热合机的条件,可将沉淀源夹在塑料膜内,盖上一层黄蜡绸,用 5 W 电烙铁沿沉淀源 周围画一圈封合,剪齐外缘,待测。
- **B8** 关于用铯-137 薄源代替碘-131 源测定  $\beta$  探测效率的问题。按铯-137 $\beta$  衰变的分之比,加权以后的  $\beta$  粒子平均最大能量值为 0.547 MeV,碘-131 $\beta$  粒子平均最大能量值为 0.576 MeV,二者相对偏差为 4.9%。由此引起探测效率(包括空气层自吸收、反散射等)偏差在实验误差范围之内,因此用铯-137 薄源刻度  $\beta$  探测效率是可行的。

#### 附加说明:

本标准由国家环境保护局和中国核工业总公司提出。

本标准由中国原子能科学研究院负责起草。

本标准主要起草人杜秀领、胡征兰。